



Detalhes dos Produtos: Stepper MS500 Marfim e rosa

Ano de compra: 2022

Estado do produto: Bom

Descrição do vendedor Caso este artigo seja um artigo Trocathlon não tem garantia nem é possível trocar o devolver.: O stepper MS500, desenvolvido pelos nossos designers, permite trabalhar a função cardiorrespiratória e fortalecer os músculos da parte inferior do corpo.

pontos de controlo efetuados	o que controlar	Como controlar	Criticidade	exigência	Fichas de controlo
Ecrã eletrónico	O ecrã está configurado	Visual	-	Sem problemas nos cristais líquidos	sim
Funções/Programas	Os diferentes programas	Experimentar todos os programas	-	Tudo em condição de funcionamento	sim
Parafusos/presilhas	O conjunto dos parafusos e das presilhas visíveis	Voltar a aparafusar o aparelho	-	Sem «folga» no aparelho	sim
Limpeza	Cárteres e estrutura	Visual	-	Nenhum vestígio associado à manutenção	sim
Geral	Funcionamento geral	Experimentar o produto	-	Sem barulhos, estalidos,...	sim
Colocação na pala	Estabilidade do aparelho na pala	O produto deve oscilar ao mesmo tempo que a pala	-	Produto estável e captado corretamente	sim
Estado dos componentes	Verificar a estabilidade da bicicleta; Estabilidade / estado dos pés; Condição do guiador; Estado dos pedais; Condição do selim	Verificação visual	-	Sem rasgos, bom estado dos sensores cardio e sem peças em falta (guiador); Sem impacto ou desgaste significativo (pedais), Sem rasgões, sem peças em falta (selim)	sim
Inércia/Resistência	Função volante de inércia	Teste a bicicleta e os diferentes níveis de dificuldade	-	Bom estado de funcionamento	sim

Este produto recebeu o selo de Produto Controlado

controlado 24 novembro 2022 por

Neste documento, você reconhece que leu e se responsabiliza por quaisquer problemas encontrados com o produto controlado Além disso, é declarado que o serviço de produto controlado não pode garantir a segurança completa do produto após a inspeção se continua a ser usado.